

Dermatix® szilikon tapasz Silon® technológiával

Hegkezelés

Két formában kerül kereskedelmi forgalomba:

Dermatix® átlátszó szilikon tapasz: Úgyszólván láthatatlan! Látható helyeken alkalmazza! Ideális arcon és kézen való alkalmazása – sminket is felvihet rá!

Dermatix® szilikon szövet tapasz: Selymes szövet hátlapja komfortérzetet és kényelmet biztosít a ruházat alatt.

Használati útmutató

Leírás: A Dermatix® szilikon tapaszok (átlátszó és szövet tapasz) légáteresztő és mosható, felragasztható lapok, melyek újonnan kifejlesztett, korszerű szilikonok felhasználásával készülnek.

Alkalmazás: A Dermatix® szilikon tapaszok (átlátszó és szövet tapasz) folyamatos alkalmazásával csökkenthetők a már kialakult hipertrófiás hegek és keloidok illetve megelőzhető hasonló új hegek képződése, miközben enyhíti a hegesedéssel járó fájdalmat, viszketést, vörösséget illetve kiemelkedést.

Használati utasítás

1. Vegye ki a tapaszt a csomagolásból. Amennyiben szükséges, olló segítségével vágja a tapaszt megfelelő méretűre. A tapasznak a heg méreténél kicsit nagyobbnak kell lennie.
2. Húzza le a papír védőréteget és őrizze meg. Helyezze a tapaszt ragasztós felszínével lefelé, közvetlenül a heges felületre. Tartsa rajta naponta legalább 12 órán keresztül, de legfeljebb 23 órán át.
3. Legalább naponta egyszer mossa meg a heges felületet és a tapasz mindkét oldalát gyengéden szappannal és vízzel. Ne használjon olyan szappant, amely hidratáló krémet, testápolót vagy olajokat tartalmaz. Egyszerű, közönséges szappant használjon. Alaposan öblítsen le a tapaszról minden szappanmaradékot. Szabad levegőn szárítsa meg vagy használjon szálmentes törülközőt a szárításhoz a tapasz újbóli használata előtt. Használaton kívül tartsa a tapaszt a papír védőrétegen.

Különleges ajánlások és óvintézkedések: Ne használjon krémeket, testápolókat vagy kenőcsöket ezzel a tapasszal egyidejűleg, mert csökkenthetik annak hatékonyságát és/vagy bőr-irritációt okozhatnak.

Mellékhatások: Mint minden, közvetlenül a bőr felszínén alkalmazott, helyi hatású készítmény esetén bizonyos reakciók (rendszerint bőrpír) előfordulhatnak. Amennyiben ilyesmit tapasztal, hagyja abba a termék használatát. A bőrreakció megszűnését követően rövid időre tegye vissza a tapaszt a heges felületre és fokozatosan növelje az alkalmazás időtartamát. Gondosan ellenőrizze a heges felületet, hogy a kellemetlen bőrreakció újból jelentkezik-e. Fokozatosan növelje tovább az alkalmazási időt, egészen addig, amíg a maximálisan alkalmazható időtartamot eléri. Amennyiben a kellemetlen bőrreakció újból jelentkezne, hagyja abba a tapasz használatát és forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS! NE HASZNÁLJA NYÍLT SEBEKEN!

A Silon® a BioMed Sciences, Inc. védjegyzett márkaneve. Minden jog fenntartva.

 **BioMed Sciences Allentown, PA 18106 USA**

 **Meda Pharmaceuticals Ltd.**

**Takeley
CM22 6PU
Egyesült Királyság**

Magyarországi forgalmazó:

**Meda Pharma Hungary Kft.
1139 Budapest Váci út 91.**



*Nem minden ország forgalmazza mindegyik kiszerelést.